

实验室 pH 计 inoLab pH 700 系列

优点:

- 功能齐全
- 测试非常准确,分辨率高达 0.001pH
- 操作简便
- 适于桌面,挂壁安装
- 文件记录符合 ISO 标准
- 触摸式按键布局合理

功能:

- 多功能,大尺寸 LCD 显示
- 内置记录器,可记录多达 800 个数据
- 自动读数,使测试非常准确可靠,再现性好
- 自动校正,MultiCal[®]多种校正方法可选
- 自动温度补偿

扩展

- 需要模拟输出,RS232 接口,内置热敏打印机,请选 inoLab pH 730
- 需要键盘或条形码扫描器接口,内置热敏打印机,请选 inoLab 740



技术参数

型 号	pH 720	pH 730	pH 740
量 程	pH:-2.000.....+19.999; mV:-999.9.....+999.9; 温度:-5.....+105°C -2.00.....+19.99 -1999.....+1999		
准 确 度	pH:±0.005/±0.01; mV: ±0.3/±1; 温度:±0.1K	pH:±0.005/±0.01; mV: ±0.3/±1; 温度:±0.1K	pH:±0.003/±0.01; mV: ±0.2; 温度:±0.1K
温度补偿	自动 0.....+99.9°C;手动:-20.....+130°C		
自动读数	使再现性优于 0.02 pH		
实时时钟	无	用锂电池供电可达 10 年	
校 正	MultiCal[®] 自动校正: AutoCal: 自动两点校正,用 DIN 标准液 AutoCal-TEC: 自动两点校正,用 WTW 标准液 ConCal: 普通单/双点校正,可选任一种标准液	MultiCal[®] 自动校正: AutoCal: 自动两点校正,用 DIN 标准液 AutoCal-TEC: 自动两/三点校正,用 WTW 标准液 ConCal: 普通单/双点校正,可选任一种标准液	MultiCal[®] 自动校正: AutoCal: 自动两/三/四点校正,用 DIN 标准液 AutoCal-TEC: 自动两/三/四/五点校正,用 WTW 标准液 ConCal: 普通单/双点校正,可选任一种标准液 ISECal: 两/三点标准离子液校正
校正协议	无	符合 GLP 要求,存贮最后一次校正数据	
数据存贮	无	800 组	2000 组
接 口	---	RS232 双向接口	
电 源	4×1.5V 充电电池,,可工作 3000 小时,可选配变压器		230/120VAC 变压器
防护等级	IP43 to IEC529		
尺 寸	230×210×70mm	250×300×70mm(B×D×H)	
重 量	1.3 kg	1.6 kg	